

## PIPDriver™

Brugsanvisning  
Kropsstyret, klasse 1 protese  
BPF 201 | Anden generation



Producent



**Naked Prosthetics**  
408 Olympia Ave NE  
Olympia, WA 98501  
USA  
+1 (360) 915-9724  
Fremstillet i USA

Autoriseret repræsentant



**EMERGO EUROPE**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

DANSK



Medicinsk udstyr



**LISTE OVER DELE**

- a. Neglestil (organisk på billedet)
- b. Dorsalt mellemlægshul til bur
- c. Dorsalt mellemlægshul til ring
- d. Ring
- e. Stor fastgørelsesanordning
- f. Lille fastgørelsesanordning
- g. Silikonespids
- h. Sene
- i. Palmar mellemlægshul til bur
- j. Palmar mellemlægshul
- k. Bur (dorsal og palmar)

## PRODUKTBESKRIVELSE

PIPDriver er en kropsstyret mekanisk protese, der har til formål at genoprette håndfunktionen hos patienter med partielle fingeramputationer. Hver enhed er tilpasset en bestemt patients størrelse, længde og bevægelsesområde. Protesen genetablerer fingerfærdigheden, styrken og længden på den berørte finger. Den hjælper også med at beskytte amputationsstedet og modstår overdreven udstrækning i fingeren. PIPDriver™ udnytter brugerens resterende fingerstyrke og -bevægelse til at artikulere en kunstig distal fingerknogle og give robust modstand for gendannelse af en funktionel finger.

## Anvendelse af enheden

1. Placer enheden på den berørte finger. Et fingeridentifikationsmærke er fastgjort til indersiden af ringen for nem identifikation.
2. Juster den store fastgørelsesanordning (*del e*) med eller lidt bag PIP-leddet (*midterste kno*) på fingeren
3. Kontrollér den oprindelige tilpasning
  - Ringen (*del d*) skal passe tæt som en vielsesring
  - Ryst forsigtigt hånden, mens den peger nedad, for at sikre, at enheden forbliver på fingeren
  - Hvis enheden er løs, skal du installere en kombination af silikonemellemlæg på de fire steder (*del b, c, i og j*)
  - Hvis der ses et mellemrum omkring den resterende finger, skal du tilføje mellemlæg efter behov
4. Artikuler enheden flere gange, og kontrollér for korrekt bøjning og stræk.
  - Hvis enheden ikke strækker sig helt ud, øges mellemlægsstørrelsen i dorsalhættens mellemlægsplacering (*del b*)

**\*BEMÆRK:** Hvis du oplever periodisk volumenændring, kan du tilføje eller fjerne mellemlæg eller ændre din ringstørrelse efter behov.

## Anbefalinger for brug

- Når du bruger PIPDriver, anbefales det gradvist at vænne sig til fuldtidsbrug. Dette vil bidrage til at forhindre skader i muskler der måske ikke er blevet udnyttet optimalt indtil dette tidspunkt.
- Erhvervs-, rehabiliterings- eller håndterapi anbefales, efter at du har modtaget enheden til muskelforstærkning og optimal funktion af enheden.

## Forsigtig

- For patienter med følsomhed anbefales det at bruge PIPDriver, iht. hvordan den tolereres.
- Hvis der opstår rødme på huden, skal du reducere brugen af enheden.
- Hvis der opstår rødme eller ubehag, skal du straks stoppe brugen af enheden og kontakte din protesetekniker.

*Alvorlige hændelser skal indberettes til Naked Prosthetics og relevante offentlige myndigheder, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.*

## Vedligeholdelse af enhed

- PIPDriver er designet til minimal vedligeholdelse og pleje.
- PIPDriver kræver ikke smøring.
- PIPDriver er vandtæt, bestandig over for snavs, kemikalier og varme og bygget til brug.
- Kontakt din protesetekniker for service eller udskiftning af komponenter eller for ekstra silikonemellemlæg.

**\*BEMÆRK:** Af sikkerhedsmæssige årsager må hængsler kun demonteres af enhedsfabrikanten.

## Vedligeholdelse og rengøring

- Langvarig udsættelse for stærke opløsningsmidler kan beskadige lakerede overflader.
- Skyl med ferskvand efter brug i saltvand.
- Rengør enheden med varmt vand og mildt rengøringsmiddel efter behov. Dup forsigtigt enheden tør, eller lad den lufttørre.
- Fjern snavs eller skidt fra enheden ved hjælp af en gammel tandbørste eller trykluft, hvis det ønskes.
- **Må IKKE maskinvaskes. Må IKKE tørres i tørretumbler.**

## Enhedstilbehør (inkluderet)

Udover PIPDriver medfølger et fuldt sæt mellemlæg for at hjælpe med at optimere enhedens pasform:

- Lille mellemlæg – LM
- Medium mellemlæg – MM
- Stort mellemlæg – SM

## Garanti

Naked Prosthetics tilbyder som standard 1 års garanti (fra afsendelsesdatoen) på MCPDriver-enhedens mekaniske funktion. Kontakt Naked Prosthetics for yderligere muligheder for udvidet garanti.

## Indberetning af alvorlig hændelse

Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med apparatet skal indberettes til fabrikanten og de relevante myndigheder.

## Bortskaffelse

Udstyret og emballagen skal bortskaffes i henhold til gældende lokal eller national miljølovgivning.

## Ansvar

Naked Prosthetics fraskriver sig ethvert ansvar, hvis:

- udstyret ikke er blevet vedligeholdt i overensstemmelse med brugsanvisningen
- udstyret er blevet kombineret med dele fra andre fabrikanter
- udstyret er blevet brugt uden for anbefalet brugstilstand, anvendelse eller område.

Få mere at vide på [npdevices.com](http://npdevices.com)