

PIPDriver™

Mode d'emploi
Dispositif prothétique de classe 1 actionné par le corps
BPF 201 | Deuxième génération



Fabricant



Naked Prosthetics
408 Olympia Ave NE
Olympia, WA 98501
USA
+1 (360) 915-9724
Fabriqué aux États-Unis

Représentant agréé




EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

FRANÇAIS



Dispositif médical



LISTE DES PIÈCES

- | | |
|--|---|
| a. Style d'ongle (organique sur l'image) | g. Extrémité en silicone |
| b. Orifice de cale de la cage dorsale | h. Tendon |
| c. Orifice de cale de l'anneau dorsal | i. Orifice de cale de la cage palmaire |
| d. Anneau | j. Orifice de cale de l'anneau palmaire |
| e. Grand dispositif de fixation | k. Cage (dorsale et palmaire) |
| f. Petit dispositif de fixation | |

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le PIPDriver est une prothèse mécanique actionnée par le corps qui vise à restaurer la fonction de la main chez les patients ayant subi une amputation partielle du doigt. Chaque dispositif est personnalisé en fonction de la taille, de la longueur et de l'amplitude de mouvement de la main du patient. En restaurant la dextérité, la puissance et la longueur du doigt amputé, il contribue également à protéger le site de l'amputation et résiste à l'hyperextension du doigt. Le PIPDriver™ utilise la force et le mouvement résiduel du doigt de l'utilisateur pour articuler une phalange distale artificielle afin de restaurer la fonctionnalité du doigt.

Application du dispositif

1. Placez le dispositif sur le doigt concerné. Un autocollant d'identification des doigts est collé à l'intérieur de l'anneau pour faciliter l'identification.
2. Alignez le grand dispositif de fixation (*élément e*) sur, ou légèrement derrière l'articulation IPP (*jointure centrale*) du doigt.
3. Vérifiez l'ajustement initial.
 - L'anneau (*élément d*) doit s'ajuster parfaitement, à l'instar d'une alliance.
 - Secouez doucement votre main à l'envers pour vous assurer que le dispositif reste sur le doigt.
 - Si le dispositif est lâche, installez des cales en silicone aux quatre emplacements (*éléments b, c, i et j*).
 - En cas d'espace autour du doigt résiduel, ajoutez des cales si nécessaire.
4. Articulez le dispositif plusieurs fois, en vérifiant que la flexion et l'extension sont correctes.
 - Si le dispositif ne s'étend pas complètement, augmentez la taille de la cale à l'emplacement de la cage dorsale prévu à cet effet (*élément b*).

* **REMARQUE** : en cas de changement de volume périodique, vous pouvez ajouter ou retirer les cales à n'importe quel endroit si nécessaire.

Recommandations d'utilisation

- Il est recommandé d'utiliser progressivement le PIPDriver, jusqu'à son utilisation continue. Cela permet d'éviter les blessures dues à une utilisation excessive des muscles qui ont peut-être été peu utilisés jusqu'à ce stade.
- Une ergothérapie, une rééducation ou une thérapie de la main est recommandée après la réception de votre dispositif pour renforcer vos muscles et optimiser le fonctionnement du dispositif.

Précaution

- Il est recommandé aux patients sensibles d'utiliser le PIPDriver selon leur tolérance.
- Si des rougeurs apparaissent sur votre peau, réduisez l'utilisation du dispositif.
- Si les rougeurs persistent ou si vous ressentez une gêne, cessez immédiatement d'utiliser le dispositif et contactez votre prothésiste.

Les incidents graves doivent être signalés à Naked Prosthetics et aux autorités gouvernementales compétentes de l'endroit où l'utilisateur et/ou le patient sont établis.

Maintenance du dispositif

- Le PIPDriver est conçu pour une maintenance et un entretien minimum.
- Le PIPDriver n'a pas besoin d'être lubrifié.
- Le PIPDriver est étanche, résistant à la saleté, aux produits chimiques et à la chaleur et conçu pour être utilisé.
- Contactez votre prothésiste pour faciliter l'entretien ou pour obtenir des cales en silicone supplémentaires.

* **REMARQUE** : pour des raisons de sécurité, les charnières ne doivent être démontées que par le fabricant du dispositif.

Entretien et nettoyage

- Une exposition prolongée à de puissants solvants peut endommager les surfaces peintes.
- Rincez à l'eau douce après utilisation en eau salée.
- Nettoyez le dispositif avec de l'eau chaude et un détergent doux si nécessaire. Séchez-le en le tapotant ou à l'air libre.
- Si vous le souhaitez, retirez la saleté ou la poussière du dispositif à l'aide d'une vieille brosse à dents ou d'un appareil de nettoyage à air comprimé.
- **NE PAS laver le dispositif en machine et NE PAS le mettre dans le sèche-linge.**

Accessoires du dispositif (inclus)

En plus du PIPDriver, un jeu complet de cales est inclus pour optimiser l'ajustement du dispositif :

- Petite cale – P
- Cale moyenne – C
- Grande cale – G

Garantie

Naked Prosthetics offre une garantie standard d'un an (à compter de la date d'expédition) sur le fonctionnement mécanique du PIPDriver. Veuillez contacter Naked Prosthetics Devices pour obtenir des options supplémentaires pour l'extension de la garantie

Rapport d'incident grave

Tout incident grave lié au dispositif doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

Élimination

Le dispositif et son emballage doivent être jetés conformément aux réglementations environnementales locales ou nationales en vigueur.

Responsabilité

Naked Prosthetics décline toute responsabilité dans les cas suivants :

- le dispositif n'est pas entretenu conformément au mode d'emploi ;
- le dispositif est assemblé avec des composants provenant d'autres fabricants ;
- le dispositif est utilisé en dehors des conditions d'utilisation, de l'application ou de l'environnement recommandés.

Pour plus d'informations, consultez npdevices.com